


01实验室设置

0700G1配压阀用于1000压力膜仪

11/2001



0700G1配压阀组成

- (1) 1 - 0760G1空气过滤器
- (2) 1 - 0766P0250调节器 , 0-250psi
- (3) 1 - 0766P0125调节器 , 0-125psi
- (3) 1 - 0769G2水银微调器
- (4) 1 - 0780P0300 , 测试量表 , 0-300psi

加上必要的阀门和配件

01实验室设置是用0500FG压缩机为1000压力膜仪提供压力。

注意：

如果你希望用气罐提供压力，用我们的实验室051设置。

仪器订购单和一般附件

1件	1000	压力膜提取器
1件	1080G1	PM铰链
1件	1090	扭矩扳手和插槽
2件	0775L60	连接管，60英寸长
6打	1093	放样圈（每打12个）
6打	1096	切纤维素膜的圆盘（每打12个）
1件	0700G1	配压阀
1件	0779G1	连接管，组合，60英寸长
1件	0500FG	PM压缩机